



APOH

产品信息

背景: 载脂蛋白 H (APOH) 是补体控制蛋白超家族中一个 50kDa 可变糖基化的成员, 它是一种由肝细胞合成的糖蛋白。人 APOH 是一种主要的磷脂结合蛋白, 也是评估抗磷脂综合征的重要成分。肝细胞衍生的 APOH 与带负电荷的磷脂结合。它作为脂蛋白颗粒的成分和无脂血清蛋白循环, APOH 参与凝集过程很复杂, 可改变 ADP 介导的血小板凝集。人类 APOH 也比抗心磷脂抗体更具特异性, 其存在与血栓风险的相关性更好。

来源: 哺乳动物细胞重组表达

纯化方式: 亲和纯化

标签: C-His tag

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

订购信息

名称	货号	规格
APOH	BP0095	500ug 及以上