



# Anti-Histone mAb

## 产品信息

**背景:** 系统性的自身免疫综合征，特别是系统性红斑狼疮患者的血清通常含有针对独立双组蛋白或更复杂缺陷的自身抗体，这些抗体对 DNA、组蛋白和异质核糖核蛋白(RNP/Sm)等核成分有反应。组蛋白是一种小的阳离子蛋白质，它们与 dsDNA 结合形成核小体，核小体是染色质的基本重复单位。

**物种特异性:** 识别 Histone 蛋白

**克隆类型:** 单克隆抗体

**IgG 类型:** Fc 人源化

**纯化方式:** protein A

**缓冲液:** 0.01M PBS


**储存温度:** -20℃，避免反复冻融

## 产品应用

名称	应用
Anti-Histone-055 mAb	
Anti-Histone-057 mAb	校准品
Anti-Histone-057-1 mAb	

## 案例展示

包被 500ng/ml 的 Histone 天然抗原，每孔 100 $\mu$ l；一抗为 Anti-Histone mAb，二抗为羊抗人 IgG-HRP，其结果如下：



## 订购信息

名称	货号	规格
Anti-Histone-055 mAb	BP0123	
Anti-Histone-057 mAb	BP0124	1mg 及以上
Anti-Histone-057-1 mAb	BP0125	