



Anti-PR3-03 mAb

产品信息

背景: 抗 PR3 抗体属于抗中性粒细胞胞浆抗体 (ANCA) 中的一种, PR3 是 cANCA 的主要靶抗原在间接免疫荧光法检测用乙醇固定的中性粒细胞呈 cANCA 荧光模式。ANCA 是鉴别诊断血管炎的重要标记物。抗 PR3 抗体是韦格拉肉芽肿病 (WG) 的特异性抗体。尽管其发病机制不清, 但是抗 PR3 抗体与韦格拉肉芽肿病发病机制具有一定的相关性。另外, 抗 PR3 抗体浓度与疾病活性密切相关。

物种特异性: 识别 PR3 蛋白

克隆类型: 人源化的单克隆抗体

纯化方式: protein A

缓冲液: 0.01M PBS


储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

名称	应用
Anti-PR3-03 mAb	校准品

案例展示

包被 500ng/ml 的 PR3 重组抗原, 每孔 100 μ l; 一抗为 Anti-PR3-03 mAb, 二抗为羊抗人 IgG-HRP, 其结果如下:



订购信息

名称	货号	规格
Anti-PR3-03 mAb	BP0058	1mg 及以上