



Anti-dsDNA-041-2 mAb

产品信息

背景: 抗 dsDNA 抗体, 又称为抗双链 DNA 抗体。这是一种自身抗体, 通常见于系统性红斑狼疮患者病情活动期。这个抗体对于红斑狼疮诊断的敏感性和特异性都是非常高的, 通常不会见于其他结缔组织病。因此, 其是可以预示系统性红斑狼疮患者病情活动的, 而且随着狼疮患者病情的控制, 抗双链 DNA 抗体是完全可以转为阴性的。系统性红斑狼疮患者在体内会存在大量的自身抗体, 以抗核抗体为代表, 还会包括其他抗体, 抗双链 DNA 抗体只是其中的一种而已, 另外也会出现抗 U1RNP 或者抗 SS-A 抗体等多种抗体。

物种特异性: 特异性识别双链 DNA

克隆类型: 单克隆抗体

纯化方式: protein A

缓冲液: Tris-HCl, 甘氨酸, pH 7-8

储存温度: -20℃, 避免反复冻融

产品应用

名称	应用
Anti-dsDNA-041-2 mAb	标准品

订购信息

名称	货号	规格
Anti-dsDNA-041-2 mAb	BP0057	1mg 及以上