



HCG

产品信息

背景: 人绒毛膜促性腺激素是由胎盘的滋养层细胞分泌的一种糖蛋白，它是由 α 和 β 二聚体的糖蛋白组成的，分子量为36700的糖蛋白激素。 α 亚基与垂体分泌的卵泡刺激素（FSH）、黄体生成素（LH）和促甲状腺激素（TSH）等基本相似，故相互间能发生交叉反应，而 β 亚基的结构则各不相同。 β 血 HCG 的正常值小于 $10\mu\text{g/L}$ ， β -HCG 的正常值小于 $3.1\mu\text{g/L}$ 。 β -HCG 是 HCG 的一部分，一般正常女性的 β -HCG 放免测定值小于 3.1，如果超过 5 则可考虑受孕可能，如果超过 10 基本可确定怀孕。

来源: 哺乳动物细胞

纯化方式: 亲和纯化

标签: 标签切除

缓冲液: 0.01M PBS

储存温度: -20°C ，避免反复冻融

订购信息

名称	货号	规格
HCG	BP0083	500ug 及以上